

Ultracongelatore a pozzetto a batteria Mobifreeze M270



LAUDA Mobifreeze M 270 è il primo ultracongelatore a temperatura controllata e a pozzetto mobile al mondo alimentato a batteria.

Il nuovo LAUDA Mobifreeze M 270 rende possibile il trasporto e lo stoccaggio a basse temperature (da -50° fino a -86°) con lo stesso dispositivo, potendo disporre di batteria e sistema di alimentazione con cavo elettrico.

Grazie alle eccellenti proprietà isolanti questo sistema offre temperature di conservazione e trasporto costanti, massima sicurezza per i campioni, flessibilità e risparmio energetico.

L'utilizzo di pannelli sottovuoto con poliuretano espanso impermeabile garantiscono il massimo isolamento e stabilità a basso consumo energetico anche a temperature molto basse.

L'interno è costituito completamente da acciaio inossidabile di alta qualità.

Grazie alla batteria ricaricabile e all'ottimizzazione dell'isolamento, Mobifreeze M 270 garantisce temperature costanti e ripetibili. La batteria dura quattro ore ed è possibile ricaricarla in tre ore anche durante il normale funzionamento.

La batteria ad elevate prestazioni e protezione anti-accensione potenziata permette di garantire i requisiti farmaceutici della Buona Pratica di Distribuzione (PIL) per il trasporto sicuro.

Inoltre questa tecnologia agli iodati di litio fosfato permette di mantenere tutte le funzionalità attive anche in mancanza di corrente, funzionando quindi anche come batterie di tamponamento.

L'ultracongelatore può essere utilizzato per il trasporto inter-fabbrica e per gli spostamenti tra siti in modo semplice e affidabile.

Campioni quali vaccini e altre sostanze sensibili alla temperatura possono essere conservati nello stesso congelatore e portati a destinazione senza ulteriori spostamenti.

L'uso ibrido sia in modalità batteria che con corrente elettrica permette di evitare qualsiasi manipolazione ed eventuale errore umano.

Inoltre questo innovativo sistema non necessita di nessun tipo di materiale o attrezzatura aggiuntiva.

L'utilizzo del nostro Mobifreeze elimina definitivamente l'uso del ghiaccio secco proteggendo l'ambiente ed eliminando i rischi per la salute degli operatori.

In sintesi, l'ultracongelatore a pozzetto di nuova generazione è una soluzione innovativa, sicura ed eco-sostenibile, che garantisce versatilità e ripetibilità, consentendo una logistica sicura, rispettosa del prodotto e dell'ambiente di lavoro.

Da sempre lavoriamo per garantire ai nostri clienti una professionalità ad alto valore aggiunto.

Una strategia aziendale che ha l'obiettivo di realizzare con i propri clienti un rapporto di fiducia, lavorando sempre con il massimo impegno affinché questo sentimento assuma, nel tempo, un valore sempre più importante.

Crediamo nell'efficacia dell'innovazione ed al valore della qualità, oltre che delle nuove idee, alla costante ricerca di soluzioni efficaci e della tecnologia del futuro!