

**SERVIZI SU SPETTROFOTOMETRI ONDA (VALIDI PER TUTTI I MODELLI)**



Nome	Descrizione	Codice
<b>INSTALLAZIONE FORMAZIONE</b> SERVIZIO	Comprende consegna ed installazione presso il cliente di uno spettrofotometro ONDA, corso di formazione al personale addetto con rilascio di attestato, da richiedere al momento dell'ordine.	11000939
<b>MANUTENZIONE TARATURA</b> SERVIZIO	Comprende una visita presso il cliente durante la quale si effettueranno <b>pulizia dello strumento, controllo della calibrazione e regolazione, taratura dello strumento con Materiali di Riferimento Certificati ISO 17034/ ISO 17025</b> (eventuali pezzi di ricambio/ sorgenti esclusi). <b>Emissione di Rapporto di taratura</b> (In formato elettronico) con indicazione di: accuratezza lunghezze d'onda, accuratezza fotometrica, luce diffusa, incertezza di taratura, dichiarazione di tracciabilità metrologica.	11000949
<b>COMPILAZIONE MANUALE IQ-00</b> SERVIZIO	Presso il cliente da parte del personale specializzato Giorgio Bormac; da ordinare insieme al Manuale cartaceo IQ-00 cod. 11000192.	11000959
<b>TARATURA MATERIALI DI RIFERIMENTO</b> SERVIZIO	Taratura <b>Materiali di Riferimento</b> del cliente da parte di <b>Laboratorio di Taratura</b> in accreditamento ISO 17025	11000969